

TR Band™

| Bestellnummer | Beschreibung |
|---------------|--|
| XX*RF06 | TR BAND™ zur Kompression der A. radialis |

Verpackungseinheit: 5

Hämostatisches Ventil

| Bestellnummer | Beschreibung | Kompatibler Führungsdraht |
|---------------|--|---------------------------|
| RF*VA713M | Hämostatisches Ventil, Kompatibel bis Katheterdurchmesser 7 F, mit Abzweigschlauch und 3-Wege-Hahn | 0,010" / 0,26 mm und mehr |

Verpackungseinheit: 5

Torque Device

| Bestellnummer | Beschreibung | Kompatibler Führungsdraht |
|---------------|--|---------------------------------------|
| XX*RF02M | Torque Device für Führungsdrähte von 0,010" / 0,26 mm bis 0,038" / 0,97 mm | 0,010" / 0,26 mm bis 0,038" / 0,97 mm |

Verpackungseinheit: 5

Obturatoren

- Aus Polypropylen mit abgerundeter Spitze
- Anschluss mit System zur Verbindung mit Schleusenanschluss
- Hochflexibel und extrem knickstabil
- Verhindert Thrombenbildung in der Schleuse
- Farbmarkiert

| Bestellnummer | Beschreibung | Kompatible Schleusengröße | Länge | Farbmarkierungen |
|---------------|------------------------------------|---------------------------|-------|------------------|
| XX*RF050410M | OBTURATOR für Schleuse 4 F x 10 cm | 4 F | 10 cm | Rot |
| XX*RF050510M | OBTURATOR für Schleuse 5 F x 10 cm | 5 F | 10 cm | Grau |
| XX*RF050525M | OBTURATOR für Schleuse 5 F x 25 cm | 5 F | 25 cm | Grau |
| XX*RF050610M | OBTURATOR für Schleuse 6 F x 10 cm | 6 F | 10 cm | Hellgrau |
| XX*RF050625M | OBTURATOR für Schleuse 6 F x 25 cm | 6 F | 25 cm | Hellgrau |
| XX*RF050710M | OBTURATOR für Schleuse 7 F x 10 cm | 7 F | 10 cm | Orange |
| XX*RF050725M | OBTURATOR für Schleuse 7 F x 25 cm | 7 F | 25 cm | Orange |
| XX*RF050810M | OBTURATOR für Schleuse 8 F x 10 cm | 8 F | 10 cm | Hellblau |
| XX*RF050825M | OBTURATOR für Schleuse 8 F x 25 cm | 8 F | 25 cm | Hellblau |
| XX*RF050910M | OBTURATOR für Schleuse 9 F x 10 cm | 9 F | 10 cm | Schwarz |

Verpackungseinheit: 10

Gefäßdilatoren

- Zur Vordilatation der Punktionsstelle mit Seldinger-Technik
- Farblich markierter Anschluss

| Bestellnummer | Beschreibung | Länge | Aussen-durchmesser | Kompatibler Führungsdraht | Farbmarkierungen |
|---------------|--|---------|--------------------|---------------------------|------------------|
| RF*VD40K10M | GEFÄSSDILATOR 4 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 4 F | 0,89 mm | Rot |
| RF*VD50K10M | GEFÄSSDILATOR 5 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 5 F | 0,89 mm | Grau |
| RF*VD50N10M | GEFÄSSDILATOR 5 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 5 F | 0,97 mm | Grau |
| RF*VD60K10M | GEFÄSSDILATOR 6 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 6 F | 0,89 mm | Hellgrau |
| RF*VD60N10M | GEFÄSSDILATOR 6 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 6 F | 0,97 mm | Hellgrau |
| RF*VD70K10M | GEFÄSSDILATOR 7 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 7 F | 0,89 mm | Orange |
| RF*VD70N10M | GEFÄSSDILATOR 7 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 7 F | 0,97 mm | Orange |
| RF*VD80K10M | GEFÄSSDILATOR 8 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 8 F | 0,89 mm | Hellblau |
| RF*VD80N10M | GEFÄSSDILATOR 8 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 8 F | 0,97 mm | Hellblau |
| RF*VD90K10M | GEFÄSSDILATOR 9 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 9 F | 0,89 mm | Schwarz |
| RF*VD90N10M | GEFÄSSDILATOR 9 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 9 F | 0,97 mm | Schwarz |
| RF*VD10K10M | GEFÄSSDILATOR 10 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 10 F | 0,89 mm | Violett |
| RF*VD10N10M | GEFÄSSDILATOR 10 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 10 F | 0,97 mm | Violett |
| RF*VD11K10M | GEFÄSSDILATOR 11 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,035"-Führungsdraht | 15,5 cm | 11 F | 0,89 mm | Gelb |
| RF*VD11N10M | GEFÄSSDILATOR 11 F x 15,5 cm kompatibel mit 0,038"-Führungsdraht | 15,5 cm | 11 F | 0,97 mm | Gelb |

Verpackungseinheit: 10