

# Accessoires

## TR Band™

| Référence | Description  |
|-----------|--|
| XX*RF06   | TR Band™ - Dispositif de compression de l'artère radiale |

Quantité par boîte : 5

## Valve hémostatique

| Référence | Description  | Guide compatible         |
|-----------|--|--------------------------|
| RF*VA713M | Valve hémostatique, compatible jusqu'au cathéter 7 Fr, avec voie latérale et robinet 3 voies | 0.010" / 0,26 mm et plus |

Quantité par boîte : 5

## Torqueur

| Référence | Description   | Guide compatible                    |
|-----------|---|-------------------------------------|
| XX*RF02M  | TORQUEUR pour guides de 0.010" / 0,26 mm à 0.038" / 0,97 mm | 0.010" / 0,26 mm à 0.038" / 0,97 mm |

Quantité par boîte : 5

## Obturateurs

- En polypropylène avec extrémité arrondie atraumatique
- Embase avec système de verrouillage à l'embase de l'introducteur
- Excellentes flexibilité et résistance aux plicatures
- Évite la formation de caillots dans l'introducteur
- Code couleur

| Référence    | Description                               | Taille d'introducteur compatible | Longueur | Code couleur |
|--------------|---|----------------------------------|----------|--------------|
| XX*RF050410M | OBTURATEUR pour introducteur 4 Fr x 10 cm | 4 Fr                             | 10 cm    | Rouge        |
| XX*RF050510M | OBTURATEUR pour introducteur 5 Fr x 10 cm | 5 Fr                             | 10 cm    | Gris         |
| XX*RF050525M | OBTURATEUR pour introducteur 5 Fr x 25 cm | 5 Fr                             | 25 cm    | Gris         |
| XX*RF050610M | OBTURATEUR pour introducteur 6 Fr x 10 cm | 6 Fr                             | 10 cm    | Vert         |
| XX*RF050625M | OBTURATEUR pour introducteur 6 Fr x 25 cm | 6 Fr                             | 25 cm    | Vert clair   |
| XX*RF050710M | OBTURATEUR pour introducteur 7 Fr x 10 cm | 7 Fr                             | 10 cm    | Orange       |
| XX*RF050725M | OBTURATEUR pour introducteur 7 Fr x 25 cm | 7 Fr                             | 25 cm    | Orange       |
| XX*RF050810M | OBTURATEUR pour introducteur 8 Fr x 10 cm | 8 Fr                             | 10 cm    | Bleu ciel    |
| XX*RF050825M | OBTURATEUR pour introducteur 8 Fr x 25 cm | 8 Fr                             | 25 cm    | Bleu ciel    |
| XX*RF050910M | OBTURATEUR pour introducteur 9 Fr x 10 cm | 9 Fr                             | 10 cm    | Noir         |

Quantité par boîte : 10

## Dilatateurs de vaisseaux

- Pour la pré-dilatation du site de ponction selon la technique de Seldinger
- Embase munie d'un code couleur

| Référence   | Description   | Longueur | Diamètre externe | Guide compatible | Code couleur |
|-------------|---|----------|------------------|------------------|--------------|
| RF*VD40K10M | DILATATEUR 4 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 4 Fr             | 0,89 mm          | Rouge        |
| RF*VD50K10M | DILATATEUR 5 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 5 Fr             | 0,89 mm          | Gris         |
| RF*VD50N10M | DILATATEUR 5 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038"  | 15,5 cm  | 5 Fr             | 0,97 mm          | Gris         |
| RF*VD60K10M | DILATATEUR 6 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 6 Fr             | 0,89 mm          | Vert         |
| RF*VD60N10M | DILATATEUR 6 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038"  | 15,5 cm  | 6 Fr             | 0,97 mm          | Vert         |
| RF*VD70K10M | DILATATEUR 7 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 7 Fr             | 0,89 mm          | Orange       |
| RF*VD70N10M | DILATATEUR 7 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038"  | 15,5 cm  | 7 Fr             | 0,97 mm          | Orange       |
| RF*VD80K10M | DILATATEUR 8 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 8 Fr             | 0,89 mm          | Bleu ciel    |
| RF*VD80N10M | DILATATEUR 8 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038"  | 15,5 cm  | 8 Fr             | 0,97 mm          | Bleu ciel    |
| RF*VD90K10M | DILATATEUR 9 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035"  | 15,5 cm  | 9 Fr             | 0,89 mm          | Noir         |
| RF*VD90N10M | DILATATEUR 9 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038"  | 15,5 cm  | 9 Fr             | 0,97 mm          | Noir         |
| RF*VD10K10M | DILATATEUR 10 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035" | 15,5 cm  | 10 Fr            | 0,89 mm          | Violet       |
| RF*VD10N10M | DILATATEUR 10 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038" | 15,5 cm  | 10 Fr            | 0,97 mm          | Violet       |
| RF*VD11K10M | DILATATEUR 11 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.035" | 15,5 cm  | 11 Fr            | 0,89 mm          | Jaune        |
| RF*VD11N10M | DILATATEUR 11 Fr x 15,5 cm compatible avec guide 0.038" | 15,5 cm  | 11 Fr            | 0,97 mm          | Jaune        |

Quantité par boîte : 10