

Terusafe®

Behållare för skärande/
stickande smittförande avfall

Förbättrat skydd för
sjukvårdspersonal

Optimal avfallshantering
för Terumo Quick Fit



- Säker kassering av skärande/stickande föremål
- Olika öppningar för avlägsning av olika kanyler
- Säker stängning
- Quick Fit kanyl - avlägsnas med enhandsgrepp
- Genomträngningssäker (TÜV)
- Latexfri

 **TERUMO®**

We keep life flowing

Minskar risken för stickskador

TERUSAFE®-behållarnas lock är utrustade med ett antal olika öppningar för kassering av olika typer av vassa föremål. Det går inte att sticka hål

på (TÜV) eller sticka in handen i en TERUSAFE®-behållare. Säker stängning förhindrar kanyler att åka ur behållaren under transport. Alla runda behållare

(0,5 - 2,5 liter) kan monteras på ett enkelt sätt med en fästplatta. Detta gör att behållarna är enkla att montera.

Öppning för att avlägsna **Quick Fit**-kanyler **genom att trycka**

Öppning för att avlägsna **Quick Fit**-kanyler **genom att vrida**


Allmän öppning för kassering av skalpeller, vingkanyler, rör, osv.

V-öppning för att avlägsna kanyler genom att dra

U-öppning för att avlägsna kanyler genom att dra

Öppning för insulinsprutor

Venoject®-öppning för att skruva loss Venoject®-kanyler från hållaren



Produktkod	Volym	Form	Antal/förpackning	Quick Fit-öppning	Fixering
XX+Q6000	6.0 L	rund	50	nej	nej
XX+Q2500	2.5 L	rektangulär	45	ja	nej
XX+Q2510	2.5 L	rund	50	ja	ja
XX+Q2000	2.0 L	rund	70	nej	ja
XX+Q2010	2.0 L	rund	70	ja	ja
XX+Q1500	1.5 L	rund	100	nej	ja
XX+Q1510	1.5 L	rund	100	ja	ja
XX+Q0500	0.5 L	rund	120	nej	ja
XX+Q0300	0.3 L	rektangulär	125	nej	nej
XX+Q0001	Fästadapter (50 st/påse)				

Every day,
as healthcare
professionals,
you are working
to ensure life and
to contribute
to the well-being
of your patients.
Every day,
Terumo Europe
provides you
with the clinical
systems, means
and solutions
to keep life flowing.



TERUMO CORPORATION

44-1, 2-chome
Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
JAPAN
Tel: +81/3 3374.8111
Fax: +81/3 3374.8196

TERUMO EUROPE N.V.

Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIEN
Tel: +32/16.38.12.11
Fax: +32/16.40.02.49

TERUMO EUROPE N.V. BENELUX SALES DIVISION

Researchpark Zone 2 Haasrode
Interleuvenlaan 40
B-3001 Leuven
BELGIEN
Tel: +32/16.39.25.80
Fax: +32/16.39.25.99
NEDERLÄNDERNA
Tel: 0800/022.03.96
Fax: 0800/022.04.14

LABORATOIRES TERUMO FRANCE S.A.

1, Parc Ariane
Bâtiment Uranus
Rue Hélène Boucher
78284 Guyancourt Cedex
FRANKRIKE
Tel: +33/1 30.96.13.00
Fax: +33/1 30.43.60.85

TERUMO DEUTSCHLAND GmbH

Hauptstrasse 87
65760 Eschborn
TYSKLAND
Tel: +49/61.96.80.230
Fax: +49/61.96.80.23.200

TERUMO EUROPE ESPAÑA SL

Edificio Torre La Garena
Avda. Juan Carlos I, N° 13 - 7ª Planta
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
SPANIEN
Tel. general: +34/902.10.12.98
cust. serv.: +34/902.12.31.40
Fax general: +34/902.10.13.58
cust. serv.: +34/902.10.17.57

TERUMO ITALIA SRL

Via Simone Martini 143/145
I-00142 Roma
ITALIEN
Tel: +39/06.519.61.420
Fax: +39/06.503.04.07

TERUMO SWEDEN AB

Nya Varvet Byggnad 90
SE-426 71 Västra Frölunda
SVERIGE
Tel: +46/31.748.58.80
Fax: +46/31.748.58.90

TERUMO DENMARK

Filial af TERUMO SWEDEN AB
Tel: +45/7020.93.80
Fax: +45/7020.94.80

TERUMO UK Ltd.

Tamesis
The Causeway
Egham
Surrey
TW20 9AW
STORBRIANNIEN
Tel: +44/1784.476.200
Fax: +44/1784.476.201

TERUMO EUROPE N.V.

Moscow Representative office
4, Ivana Franko St
121108 Moscow
RYSKLAND
Tel: +7/495.234.3303
Fax: +7/495.234.3303

®: Registrerat varumärke publicerat
av Terumo Europe N.V.

www.terumo.com
www.terumo-europe.com

TERUMO

We keep life flowing